

双峰驼源天然噬菌体纳米抗体展示库的构建及抗 GDH 纳米抗体筛选

方媛¹, 徐广贤^{1,2*}, 王羨¹, 王红霞¹, 潘俊斐¹

(1. 宁夏医科大学临床医学院, 银川 750004; 2. 宁夏医科大学总医院, 银川 750004)

【摘要】目的: 构建噬菌体天然纳米抗体展示库, 以期用于筛选不同抗原分子的纳米抗体筛选平台, 并用艰难梭菌谷氨酸脱氢酶 (GDH) 抗原筛选靶向 GDH 的纳米抗体, 对所构建的噬菌体天然纳米抗体展示库进行验证。方法: 采用 Oligo DT 提取双峰骆驼脾脏总 RNA 进行反转录, 通过巢氏 PCR 获取全套重链可变区基因, 将其构建到噬菌粒 pCANTAB5E 载体, 经多次电转化至 *E. coli* TG1 构建初级噬菌体抗体库, 经辅助噬菌体拯救后构成噬菌体展示库, 并对噬菌体展示库的库容及多样性进行分析和鉴定。同时以 GDH 为靶向抗原对文库进行淘筛, 计算淘筛回收率, 并对第三轮淘筛后平板的单克隆进行 ELISA 鉴定。结果: 构建的天然噬菌体纳米抗体库的插入率为 95% 左右, 随机挑取的 9 个克隆氨基酸同源性为 66.17%, 经 MEGA 分析后具有较好的多样性, 同时经辅助噬菌体拯救后, 得到的噬菌体展示库滴度为 4×10^{12} CFU/ml。在三轮淘筛过程中, 回收率逐步升高, 噬菌体得到了有效的富集, 同时对阳性克隆进行测序及分析, 最终得到 2 条抗 GDH 纳米抗体序列。结论: 成功构建了双峰驼源天然噬菌体纳米抗体展示文库且多样性良好, 为后续筛选其他的靶向抗原奠定了基础, 同时筛选获得两条抗 GDH 纳米抗体序列, 为制备艰难梭菌谷氨酸脱氢酶诊断抗体提供技术支撑。

【关键词】纳米抗体; 噬菌体展示技术; GDH

骆驼外周血液中存在一种天然缺失轻链的重链抗体, 该抗体只包含一个重链可变区和两个常规的 CH2 和 CH3 区^[1]。通过 PCR 技术克隆重链可变区所得到的单域抗体称之为 VHH 抗体 (variable domain of heavy-chain antibody, VHH), 其分子量只有 15KD, 是普通 IgG 的十几分之一, 结构直径 2.5nm, 长 4nm, 又称之为纳米抗体 (nanobody, Nb)^[2]。纳米抗体是目前所知到的最小的具有完整抗原结合活性的抗体^[3], 由于其体积小, 因此具有较强的抗原抗体结合能力。除此之外, 还具有稳定的结构和高亲水性, 并且由于 VHH 片段与人的 VH 序列具有高度同源性, 可达到 80% 以上^[4], 免疫原性低。基于以上优点, 使得纳米抗体在一些疾病的诊断和治疗中具有广泛的应用前景。噬菌体展示技术可以使插入的外源基因与外壳蛋白融合表达, 然后展示到噬菌体表面, 从而获得编码基因。因此, 构建容量大、多样性相对较好的文库, 更容易获得基因工程抗体。

艰难梭菌作为人的肠道固有菌群, 可存在于正常人的消化道中。但是随着抗生素不规范使用和其他化疗药物的应用, 导致肠内稳定的内环境被破坏, 从而使艰难梭菌过度增殖, 分泌毒素 A 和毒素 B 引起艰难梭菌感染, 例如艰难梭菌相关性腹泻及伪膜性肠炎等^[5,6], 严重者可致死亡。其中, 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶 (GDH) 是艰难梭菌的一种跨膜蛋白, 具有稳定表达的特性, 是不同菌株艰难梭菌的共同表膜抗原^[7], 并且在感染早期会大量产生 GDH。对艰难梭菌共同表膜抗原 (GDH) 进行 ELISA 检测或胶体金免疫层析的检测, 可以作为临床初步筛查依据^[8]。本研究利用噬菌体展示技术构建双峰驼源天然噬菌体纳米抗体展示库, 以 GDH 为抗原靶

经费 (基金) 资助来源: 宁夏回族自治区重点研发计划重大 (重点) 项目, 2018BEG02002;

宁夏科技创新领军人才培养项目, KJT2015020。

通讯作者: 徐广贤, 男, 教授, 博士研究生导师。

E-mail: 599040064@qq.com

点筛选靶向 GDH 的纳米抗体，从而为制备 GDH 诊断试剂提供支持。同时对所构建的文库进行鉴定，将其作为可筛选多种抗原的通用平台，为后续基因工程抗体的制备和改造奠定基础。

1. 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 主要试剂与仪器 GDH 原核表达载体由本实验室构建保存；质粒小提试剂盒（天根生物有限公司）；TRIZOL 试剂；RNA 纯化试剂盒反转录试剂盒（天根生物有限公司）；DNA 胶回收试剂盒（OMEGA 公司）；ExTaq DNA 聚合酶；T4 DNA 连接酶（TaKaRa 公司）；限制性内切酶 Not I 和 Sif I 均购自英国 NEB 公司；HRP-TAB 底物显色试剂盒（康为世纪生物科技有限公司）；酵母提取物和蛋白胨购自 Oxoid 公司；脱脂奶粉（Coolaber 公司）；HRP 标记小鼠 Anti-M13 二抗（北京义翘神州生物技术有限公司）；其他化学试剂均为国产分析纯试剂。主要仪器有 PCR 仪，凝胶成像分析系统，酶标分析仪，BioRad 基因电穿孔仪等。

1.1.2 菌株与质粒 噬菌粒 pCANTAB5E 载体购自长沙优宝生物科技有限公司；大肠杆菌 TG1、辅助噬菌体 KM13 均由中科院赠送。

1.2 方法

1.2.1 脾脏血 RNA 提取及反转录

从-80℃中取出骆驼脾脏组织(取自于内蒙古阿拉善左旗某屠宰场经检验检疫健康的双峰驼)，加入液氮将标本碾碎，按照每 50-100mg 组织加入 1ml Trizol 比例,利用氯仿和异丙醇对总 RNA 进行抽提。抽提后经 mRNA 纯化试剂盒提取 mRNA，并通过 cDNA 反转录试剂盒，以 Oligo dT 获得 cDNA。反应条件为 37℃、30min；85℃、5s；4℃保存。

1.2.2 VHH 基因的扩增和重组载体构建

采用巢氏 PCR 法获得重链可变区，以 cDNA 为模板，使用第一对引物 CALL001 和 CALL002（如表 1）^[9]进行第一轮 PCR 反应，获得约 700bp 左右片段。PCR 反应条件为 94℃、30s；56℃、30s；72℃、45s，32 个循环；72℃、延伸 10min；PCR 产物经过凝胶电泳进行回收并测定浓度。然后以 700bp 片段为模板，引物采用 VHH-Forward 和 VHH-Reverse（如表 1）进行第二轮 PCR 扩增，并采用两步法来扩增，反应条件为 94℃、40s；64℃、40s；72℃、40s，5 个循环；94℃、40s；68℃、45s，32 个循环；72℃、延伸 10min。将第二轮 PCR 获得的 400bp VHH 片段进行跑胶验证并分离回收，保存于-20℃备用。用 Not I 和 Sif I 对 VHH 片段和 pCANTAB5E 载体进行双酶切并鉴定，之后用 T4 DNA 连接酶将目的片段和载体进行连接，反应条件为 16℃连接 4h，4℃连接过夜。连接后将连接产物保存于-20℃。

表 1 巢氏 PCR 反应引物设计
Table 1 Primer design of Nested PCR

引物	序列
CALL001	5' -GTCCTGGCTGCTCTTCTACAAAG-3'
CA11002	5' -GGTACGTGCTGTTGAACTGTTCC-3'
VHH-Forward	5' -TCGCGGCCCAGCCGGCCCAGGTCCAAGTGCAGGAGTCTGGGG-3'
VHH-Reverse	5' -ATAAGAATGCGGCCGCTGAGGAGACGGTGACCTGGGTCCCC-3'

1.2.3 电转化感受态的制备及噬菌体文库构建

采用甘油重悬的方法制备 TG1 电转化感受态, 参照文献[10]进行, 将制备好的电转化感受态分装保存。取 10ul 连接产物电转化到 TG1 感受态细胞中, 条件为 2.5kv, 25uF, 200 Ω , 共进行电转化 5 次。将电转化后的菌液进行培养复苏, 取 10ul 复苏后的菌液进行倍比稀释涂布于 SOBAG 培养基, 用于计算转化效率, 其余全部涂布于 20 个 SOBAG 平板上, 37℃ 过夜培养。次日, 每个平板用 5ml 的 2×YT 培养基将菌苔用细胞刮刀刮洗收集, 加入终浓度 25% 的甘油, 分装于 EP 管中, 每管 1ml, 保存于 -80℃。

1.2.4 文库的鉴定

从转化后的平板上随机挑取 20 个菌落进行菌落 PCR, 并对 PCR 产物进行验证, 鉴定片段插入阳性率。随机挑取其中 10 个菌落进行测序后, DNAMAN 分析其氨基酸同源性及 MEGA 系统进化树分析, 鉴定文库的多样性。

1.2.5 辅助噬菌体的扩增和救援

用上层琼脂法对辅助噬菌体进行倍比稀释分离培养, 次日挑取单个噬菌斑过夜摇菌培养。将过夜培养物利用 PEG/NaCl 沉淀法回收辅助噬菌体, 测定辅助噬菌体滴度并分装保存 -80℃。

取 1 支 1ml 文库菌接种到 2×YT/Glu/Amp 中, 培养至大肠杆菌对数期时加入感染复数为 MOI=20:1 的辅助噬菌体, 感染 1h 后离心, 用 2×YT/Amp/Kana 培养基重悬 30℃ 过夜振荡。次日离心取上清加入 1/5 体积 PEG/NaCl 冰浴并回收噬菌体, 测定拯救后的 VHH 噬菌体展示文库的滴度并保存 -20℃, 用于之后的文库淘筛。

1.2.6 噬菌体文库的淘筛过程

将 GDH 重组表达菌株进行 IPTG 诱导表达, 并经 Ni 柱纯化回收后, 以 20ug/ml GDH 抗原包被酶标板 4℃ 过夜, 并用 2%PBSM 进行封闭处理, 同时将噬菌体文库以 1:3 的比例与 2%PBSM 混合进行预处理, 将处理好的文库加入 96 孔板中孵育结合 2h。弃去液体, 用 PBST 洗涤 10 遍后, 向每孔中加入新鲜对数期 TG1 菌侵染 15min, 移去菌液每孔加入 100ul 0.2M 甘氨酸 (PH=2.7), 37℃ 温育 10min, 将洗脱液回收后, 按 1:0.2 比例加入 1M tris (PH=9.1)。将回收的洗脱液和菌液混合后加入 OD₆₀₀=0.5 的新鲜 TG1, 37℃ 侵染 30min。从侵染液中取 100ul 进行倍比梯度稀释, 涂布于 2×YT/Amp/Glu 平板测定筛选输出率, 剩余侵染液离心后重悬涂布于 2×YT/Amp/Glu 平板, 过夜培养。次日将平板上的菌落用细胞刮刀刮洗收集, 取适量菌液加入 100ml 2×YT/Amp/Glu 培养基, 摇至对数期按 MOI=20:1 加入 KM13, 37℃ 感染 30min 后离心, 沉淀用 200ml 2×YT/Amp/Kana 重悬振荡过夜。次日加入 1/5 体积的 PEG/NaCl 沉淀噬菌体, 测定其滴度并进行第二轮筛选, 步骤同上。

1.2.7 Phage-ELISA 鉴定阳性克隆

从第三轮筛选后的平板上挑取 500 个菌落, 每 5 个菌落为一孔, 接种于 96 孔深孔板 2×YT/Amp/Glu 过夜培养。次日另取一个 96 孔深孔板, 从上一板每孔吸取 50ul 接种至新板培养基中摇至对数期, 加入 MOI=20:1 的 KM13, 37℃ 静置 20min, 振荡 30min。离心后每孔加入 2×YT/Amp/Kana 过夜振荡, 次日离心后取上清进行间接 ELISA 检测。用 10ug/ml GDH 包被酶标板, 5%PBSM 过夜封闭后加入预处理的噬菌体上清液结合 2h, 洗涤拍干后加入 HRP 标记的 anti-M13 酶标抗体, 洗涤 4 次, 加入 TMB 显色液显色, 记录吸光度值。选取 10 个吸光度值较高的阳性克隆菌液, 重新挑取各孔菌液划板于 2×YT/Amp/Glu 培养基复苏, 从各板再各挑取 10 个单菌落接种于 96 孔深孔板, 重复上述过程, 制备噬菌体单克隆上清。对噬菌体单克隆上清进行 Phage-Elisa 鉴定, 筛选阳性克隆并对其进行测序。

2. 结果与分析

2.1 VHH 目的片段 PCR 扩增结果

提取总 RNA 并经过纯化后, 进行反转录合成 cDNA, 作为 PCR 反应的模板。以 CALL001 和 CALL002 作为第一轮 PCR 反应的引物, 将 PCR 产物进行凝胶电泳鉴定回收, 可得到大小约 700bp 左右的片段大小。结果如图 1 所示。




图 1 第一轮 PCR 琼脂糖凝胶电泳图

泳道 M: DNA 分子量标记 DL1000; 泳道 1, 2, 3: 700bp PCR 扩增产物

Figure 1 Agarose gel electrophoresis of the first-round PCR

M: DNA marker DL1000; 1~3: 700bp PCR products

取第一轮回收后的 700bp 产物 1 μ l 作为第二轮 PCR 反应的模板, 优化反应条件后, 以 VHH-Forward 和 VHH-Reverse 作为第二轮反应的引物, 可得到 400bp 左右的 VHH 目的片段, 与预期相符合, 结果如图 2 所示。将所获得的 400bp 的目的片段进行凝胶电泳回收并测定浓度保存于-20 $^{\circ}$ C 备用。




图 2 第二轮 PCR 琼脂糖凝胶电泳图

泳道 M: DNA 分子量标记 DL1000; 泳道 1~5 为第二轮 PCR 后 400bp 扩增产物

Figure 2 Agarose gel electrophoresis of the second-round PCR

M: DNA marker DL1000; 1~5: 400bp PCR products

2.2 电转化及噬菌体文库的构建

将第二轮 PCR 获得的产物与 pCANTAB5E 载体用 Sif I 和 Not I 进行双酶切, 酶切后的产物进行凝胶电泳回收和定量分析。将载体与目的片段以 1:3 的摩尔比, 总体积 10 μ l 的体系进行过夜连接。取 50 μ l 连接产物分批次电转化大肠杆菌 TG1, 转化后取部分菌液经倍比梯度稀释后涂板, 用于推算库容。其余转化后菌液均全

部涂布于 SOBAG 平板，然后用细胞刮刀收集平板上所有文库菌，加入终浓度 20% 的甘油进行保存。通过计数平板上的单菌落得出初始库容为 2×10^6 。

将初始文库经过辅助噬菌体 KM13 救援，通过 PEG/NaCl 法纯化沉淀噬菌体后得到噬菌体展示文库，测定其展示文库的滴度为 4×10^{12} CFU/ml，符合建库的要求（如图 3 所示）。




图 3 倍比稀释法测定救援后的噬菌体展示文库滴度
A: 10^{-2} 稀释平板长菌情况；B: 10^{-4} 稀释平板长菌情况；C: 10^{-6} 稀释平板长菌情况；D: 10^{-8} 稀释平板长菌情况

Figure 3: Detection of the library titer by double dilution method

A: The growth of 10^{-2} dilution plating; B: The growth of 10^{-4} dilution plating; C: The growth of 10^{-6} dilution plating; D: The growth of 10^{-8} dilution plating;

2.3 文库质量的鉴定

从转化后的 SOBAG 平板上随机挑取 20 个单克隆菌落进行菌落 PCR 验证分析，鉴定克隆效率。结果显示，随机挑取的 20 个单菌落中仅有一个菌落未扩增出 400bp 的片段，其余均扩增得到 400bp 的产物（如图 4 所示），提示文库的插入率在 95% 左右。随机挑取其中的 10 个阳性克隆送至上海生物工程（生工）有限公司进行测序，结果显示 10 个均测序成功，经过 DNAMAN 序列比对分析后，得出氨基酸同源率为 66.17%，同时进行 MEGA 系统进化树分析，得出其具有较好的多样性，且经 Blaste 分析均为骆驼的重链抗体（如图 5 所示）。同时，在图 6 所示的氨基酸序列比对中，虚线所显示的为 VHH 基因在 FR2 区中四个特征性的疏水性氨基酸突变位点，从而增强亲水性，维持稳定的结构。




图 4 菌落 PCR 鉴定噬菌体抗体展示库插入率
M: DNA 分子标记量 DL1000；1~20: 随机挑取的单克隆菌落

Figure 4: Colony PCR analyses colonies




图 5: MEGA 系统进化树分析
Figure 5: MEGA analysis Phylogenetic tree



图 6 VHH 抗体库中 9 个随机克隆氨基酸多序列分析
Figure 6 Amino acid sequence analysis of nine randomly colonies

2.4 针对 GDH 抗原的噬菌体文库筛选富集结果

将 GDH 包被于 96 孔板上,用噬菌体展示文库淘筛能够与 GDH 特异性结合的噬菌体,一共进行三轮淘筛,每一轮淘筛后均用倍比稀释法测定感染效率和扩增滴

度，从而测定投入量和洗脱量，计算回收率，观察富集变化。结果表明经过三轮筛选后噬菌体得到了有效的富集，噬菌体的量明显增加（如表 2 所示）。

表 2 三轮筛选后噬菌体的富集度变化
Table 2 Selective enrichment of nanobody during panning

轮次	投入量 (CFU/ml)	洗脱量 (CFU/ml)	回收率
1	4×10^{12}	1.5×10^4	3.8×10^{-9}
2	3×10^9	7.0×10^4	2.3×10^{-5}
3	1×10^9	5.0×10^6	5.0×10^{-3}

2.5 Phage-ELISA 鉴定结果

在第三轮筛选后的平板上随机挑取 500 个单菌落，5 个为一孔，进行辅助噬菌体救援并制备噬菌体多克隆上清。将噬菌体上清用间接 Phage-Elisa 进行鉴定，用酶标仪测定 A₄₅₀ 值，实验组为阴性对照组的 2 倍时作为阳性值（如图 7）。选取其中吸光度值较高的 10 个孔，重新涂板挑单菌落制备噬菌体单克隆上清进行 Phage-Elisa 鉴定，以高于阴性值 2 倍作为阳性样品（如图 8a 所示）。




图 7 Phage-ELISA 检测噬菌体多克隆上清
Figure 7 Identification of polyclonal phage by Phage-ELISA

将 ELISA 检测后阳性吸光度值较高的 10 个单克隆菌液（图 8b 所示）送至苏州金唯智生物科技有限公司进行测序，结果显示 2 个阳性克隆测序成功，其余未测序成功。对 D1 和 F1 两个阳性序列结果在 NCBI 上进行 Blast 比对分析、同源性分析，结果表明二者与驼源的 VHH 序列具有较高的同源性，且二者序列不完全一致。




图8 噬菌体单克隆 ELISA 鉴定及 A₄₅₀ 较高样品孔

(a): 噬菌体单克隆上清 ELISA; (b): 阳性克隆间接 Phage-ELISA

Figure 8 Identification of monoclonal phage by Phage-ELISA

(a):Phage-ELISA of monoclonal phage;(b):Indirect Phage-ELISA of positive colonies

3. 讨论

噬菌体展示技术是近年来发展较快的一种生物工程技术，该技术已广泛应用于抗体工程、蛋白质工程、多肽筛选和新药筛选等，对临床疾病的诊断和治疗有着重要的意义。天然的噬菌体抗体库与免疫库相比，不需要免疫动物，而直接利用抗原从抗体库中筛选特异性抗体，进而避免了繁琐的免疫动物的过程。天然噬菌体库由于库容量较好，几乎可以涵盖所有可能的抗体，所以能够结合到特异性的抗体。构建噬菌体展示库并筛选抗 GDH 纳米抗体，可以为制备诊断试剂提供支持，从而能够作为早期检测艰难梭菌的筛查手段。与此同时，在临床方面，由于单克隆抗体存在分子量较大、穿透力弱、正常组织血清清除率慢且具有异源性等缺点和不足，因此在临床的应用有一定的限制。而纳米抗体具有比其他抗体更有优势的特点如分子量小，稳定性强等，使得纳米抗体在肿瘤的诊断和治疗方面具有更潜在和广泛的应用，可以为诊断和治疗提供一个新的平台。例如，CXCR4 是趋化因子 CXCL12 的受体，CXCL4 纳米抗体能够抑制 CXCL4/CXCL12 轴的形成，从而抑制肿瘤细胞的增殖^[11]，Groot 课题组从非免疫的驼源纳米抗体文库中筛选得到了针对 HIF-1 α 的特异性抗体，通过与 HIF-1 α 的 ODD 位点结合，从而下调了 HIF-1 对靶基因的转录活性^[12]等。

建库过程中，经过 IMGT 氨基酸序列分析比对后，可得出随机测序的各序列均为骆驼的重链抗体，包含有 4 个 FR 抗体相对恒定区和 3 个 CDR 抗体可变区，符合纳米抗体的基本结构特征。同时，对多样性影响较大的 CDR3 区域，相比于传统抗体更长一些^[13]，可形成稳定的暴露的凸环结构，从而能够深入抗原内部的裂缝凹陷，增强了与抗原的结合力。经比较，骆驼的 VHH 与人的 VH 序列高度同源，因此，针对纳米抗体的 CDR 区可以构建人源化的框架结构，产生新型的人源化基因工程抗体，针对 TNF- α 、Her2、CD19 等抗原靶标，可以为新型的药物研发提供基础。

此外，目前 CAR-T 细胞技术被广泛运用于癌症免疫治疗的研究中，临床试验正在检测 CAR 新的靶点用于治疗血液和实体瘤。本研究成功构建了多样性良好且库容较好的天然双峰驼源噬菌体纳米抗体展示库，可以作为不同靶点抗原的通用筛选平台。在今后的研究中，可以利用纳米抗体库筛选针对特定靶点的特异性高、亲和性强的单链抗体，开发靶向的 CAR-T 细胞技术，从而有望进一步提高 CAR-T 疗法效果。

参考文献

- [1]Gong R,Chen W,Dimitrov D S. Expression,purification,and characterization of engineered antibody CH2 and VH domains.Methods in molecular biology, 2012,899:85-102.
- [2]Muyldermans S,Baral T N,Cortez Retamozzo V,et al. Camelid immune-globulins and nanobody technology.Vet Immunol Immunopathol,2009,128:178-183.
- [3] Beghein E,Gettemans J. Nabody technology:A versatile toolkit for microscopic imaging, Protein-protein interaction analysis,and protein function exploration.Frontiers in Immunology,2017,8:771-774.
- [4]Vincke C,Loris R,Saerens D,et al.General Strategy to Humanize a Camelid Single-domain Antibody and Identification of a Universal Humanized Nanobody Scaffold.Journal of Biological Chemistry,2009,284(5):3273-3284.
- [5]Luciano J.A., Zuckerbraun B.S. Clostridium difficile infection: prevention, treatment, and surgical management. Surg Clin North Am, 2014, 94(6):1335-1349.
- [6]Planche T., Wilcox M.H. Diagnostic pitfalls in Clostridium difficile infection. Infect Dis Clin North Am, 2015, 29(1):63-82.
- [7]Ticehuist J R,Aird D Z ,Dam L M,et al.Effective Detection of Toxigenic Clostridium difficile by a Two-Step Algorithm Including Tests for Antigen and Cytotoxin.Journal of Clinical Microbiology,2006,44(3):1145.
- [8]Kim J,Pai H,Seo M,et al.Epidemiology and Clinical Characteristics of Clostridium Difficile Infection in a Korean Tertiary Hospital.Journal of Korean Medical Science,2011,26(10):1258.
- [9]Yillib SV.“Camel nanoantibody” is an efficient tool for research,diagnostics and therapy.Mol Biol(Mosk),2011,45(1):77-85.DOI:10.1134/s0026893311010134
- [10]Sambrook J,Russell D W.Molecular cloning:a laboratory manual[M].3re ed.New York:Cold Spring Harbor Laboratory Press,2002:99-102.
- [11]Jahnichen S,Blanchetot C,Maussang D,et al.CXCR4 nanobodies (VHH-based single variable domians)potently inhibit chemotaxis and HIV-1 replication and mobilize stem cells.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2010,107(47):20 565-20 570.
- [12]Groot A J,Verheesen P,Westerlaken E J,et al.Identification by phage display of single-domain antibody fragments specific for the ODD domain in hypoxia-inducible factor 1alpha.Laboratory Investigation;A Journal of Technical Methods and Pathology,2006,86(4):345-356.
- [13]Yan J,Li G,Hu Y,Qu W,Wan Y.Construction of a synthetic phage-displayed Nanobody library with CDR3 regions randomized by trinucleotide cassettes for diagnostic applications.J Transl Med,2014,12:343. doi:10.1186/s12967-014-0343-6

Construction of Camelid Natural Nanobody Phage Display

Library and Screening for Anti-GDH Nanobody

FANG Yuan¹ XU Guang-xian^{1,2} WANG Xian¹ WANG Hong-xia¹ PAN Jun-fei¹

(1. Clinical Medical Colleges, Ningxia Medical University, Yinchuan, 750004, China)

(2. General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan, 750004, China)

Abstract Objective To construct a natural nanobody phage display library as a nanobody platform for screening different antigens. Using GDH antigen to screen and obtain single domain antibody variable region gene (VHH) of the camel targeting GDH. **Methods** Isolate the total RNA from the camel by using Oligo DT and synthesize the cDNA. The genes of variable domain of heavy chain (VHH) were amplified by nested PCR, and then were ligated with the vector pCANTAB5E. Next the recombinant vector cloned into TG1 to construct the phage display library, and make the analysis and identification for the library. Using GDH to screening anti-GDH nanobodies, and identified the monoclonal by phage-ELISA. **Result** The positive rate of the phage display library is 95%, the amino acid homology of nine randomly colonies is 66.17%, and it has a good variety after MEGA analyzing. After helper phage rescue, the titer of the phage display library is 4×10^{12} CFU/ml. And after three times round of screening, it showed significant enrichment of binding phage. In the end, two nanobodies sequence were obtained by sequencing positive clones. **Conclusion** Successfully constructed a natural camelid nanobody phage display library, and the good diversity laid a foundation for selecting other nanobodies. Two GDH specific sequences derived from camel are obtained through phage display library, which can be used to prepare the diagnostic antibodies.

Key words Nanobodies Phage display technology GDH

收稿日期: 2018-07-31

经费(基金)资助来源: 宁夏回族自治区重点研发计划重大(重点)项目, 2018BEG02002;

宁夏科技创新领军人才培养项目, KJT2015020.

通讯作者: 徐广贤, 男, 教授, 博士研究生导师。

E-mail: 599040064@qq.com